



BESTELLFORMULAR PROTHESENSCHAFT AUS HOLZ

..... Firma Techniker
..... Kundennummer Kommission
..... Datum Spätester Liefertermin
..... Telefon / Fax E-Mail
..... Bemerkungen	
.....	

ANGABEN ZUR VORLAGE

- nach Original- oder Testschaft
- nach Gipspositiv oder Schaumabformung
- nach Konstruktionsformular
- nach .stl-Datei

ANGABEN ZUR BEARBEITUNG

- Umfangsänderungen in mm reduzieren expandieren
- Ohne Umfangsänderungen
- Modifikationen nach Markierungen
- Lotaufbau bei Schaftvorlage übertragen

ZUSÄTZE

- Holzschaft innen glätten (ungeglättete Innenseite ist im Radius 2mm kleiner)
- Holzschaft aussen bearbeiten/kopieren
- Ventilbohrung setzen innen aussen
- Holzschaft innen lackieren